

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels Urostomipose

### Sikker vedhæftning

Elasticitet er nøglen til at finde den rigtige vedhæftning. Den elastiske klæber passer til individuelle kropsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

### Følger kroppens naturlige bevægelser

Den elastiske klæber strækker sig med huden, når mavens form ændrer sig i takt med at kroppen bukkes og strækkes.

### BodyFit Teknologien®

Den nye SenSura Mio er baseret på vores menneskelige tilgang til udvikling.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, guar gum, polyester, EVA, PVdC, PE, PP, TPS-SEBS, PU-EEA
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	24 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Må <u>ikke</u> skylles ud i toilettet

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels Urostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340321	10581	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, opklipbar 10-45 mm hul, flerkammer, grå	Midi	Æske a 30 stk.
0340322	10582	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, opklipbar 10-45 mm hul, flerkammer, grå	Maxi	Æske a 30 stk.
0340326	10586	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, opklipbar 10-45 mm hul, flerkammer, klar	Maxi	Æske a 30 stk.
0340323	10583	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, 20 mm hul, flerkammer, grå	Maxi	Æske a 30 stk.
0340324	10584	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, 25 mm hul, flerkammer, grå	Maxi	Æske a 30 stk.
0340325	10585	SenSura Mio 1-dels Urostomipose, 30 mm hul, flerkammer, grå	Maxi	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.