

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Convex Light 1-dels Ileostomipose, konveks

SenSura Convex Light 1-dels Ileostomipose. Dette produkt er et en-dels system med light konveks plade i to-lags klæber samt tømbar pose med hide-away udløb.

Ileostomiposens materiale er blødt og vandafvisende.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Aktivt kul, pectin, gelatin, CMC, polyisobutylen, SIS, guar gum, pigment, epoxydized soybean oil, EVA, CPE, PVdC, PE, PP, PA, TPO
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Convex Light 1-dels Ileostomipose, konveks

### Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340617	15733	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, 25 mm hul, dobbelfilter, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340618	15734	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, 28 mm hul, dobbelfilter, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340619	15735	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, 31 mm hul, dobbelfilter, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340613	15703	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, opklipbar 15-33 mm hul, dobbelfilter, inspektionsvindue, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0340615	15707	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, opklipbar 15-33 mm hul, dobbelfilter, inspektionsvindue, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340614	15702	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, opklipbar 15-43 mm hul, dobbelfilter, inspektionsvindue, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0340616	15709	SenSura Convex Light 1-dels ileostomipose, konveks, opklipbar 15-43 mm hul, dobbelfilter, inspektionsvindue, beige	Maxi	Æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.