


PRODUKTDATABLAD

Coloplast 1-dels skylleærme

Coloplast 1-dels skylleærme med plaster bruges ved irrigation.



Indholdsstoffer/materiale:	Stål i klemme, latex i klæber, Zinkoxid, klæber, lak, siliconiseret film, PE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Coloplast 1-dels skylleærme

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0359565	1003	Coloplast 1-dels skylleærme med plaster, akrylat.	60 mm	æske a 50 stk.

* Henviser til producentens reference nr.