

PRODUKTDATABLAD

Assura 1-dels minicap

Assura 1-dels minicap

Assura Minicap er en mulig løsning i tilfælde, hvor du ønsker større diskretion, såvel som til brug efter irrigation for personer med en sigmoidekolostomi som skyller. Den kombinerer den unikke Assura spiralformede klæber med en minicap.

- Ultra-absorberende indvendigt materiale
- Filter - til neutralisering af lugt
- Blødt forsidemateriale - til komfort

Assura spiralklæber er en kombination af forskellige materialer, der kombinerer hudvenlighed og vedhæftning i en spiralformet struktur med henblik på:

- Sikker vedhæftning
- Absorption af fugt fra huden - er hudvenlig og beskytter huden mod irritation



Indholdsstoffer/materiale: CPE, EVA, PVDC, EVA-PE, PE

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: Min. 3 år v. levering

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATBLAD

Assura 1-dels minicap

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0341712	2501	Coloplast	Assura minicap, Beige	20-55 Ø	Æske á 30 stk.
0341713	2502	Coloplast	Assura minicap nonwoven, Beige	20-55 Ø	Æske á 30 stk.