

# PRODUKTDATABLAD

## Assura urostomiposer til børn 1.dels

### Assura urostomiposer til børn 1.dels

Med Assura Børn 1-dels tømbar pose er klæberen permanent fastgjort på posen. Ved poseskift skal pose inklusiv klæber fjernes og udskiftes. En lille posestørrelse giver en børnevenlig poseløsning.

Assura Børn 1-dels lukket pose fås som gennemsigtig med en flad, lille basisplade i en børnevenlig størrelse.

- Udløbsventil der er sikker og let at bruge - den bløde plastventil er let at håndtere, og posens design garanterer, at der ikke er noget urin tilbage i posen efter tømning
- Tilbageløbsventil - forhindrer urin i at løbe tilbage, så risikoen for urinvejsinfektioner reduceres.



**Indholdsstoffer/materiale:** PVDC, PE, EVA, PET, SEBS, PP(silikoniseret), DEHP, Pektin, Gelatine, CMC, HEC, PIB, Butylgummi, SIS, Harpix, Zinkoxid

**PVC/ftalater:** Ja, DEHP

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** Min 3. år v/levering

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATBLAD

Assura urostomiposer til børn 1.dels

## Mediqs sortimentsoversigt

| Vare. Nr. | Ref. Nr. | Navn      | Varebeskrivelse            | Størrelse       | Indhold        |
|-----------|----------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 0341930   | 8009     | Coloplast | Assura, urostomi u. filter | 10-35 mm / klar | Æske á 20 stk. |