

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels Urostomipose til børn

Assura 2-dels urostomiposer til børn

Posen sidder sikkert på pladen ved hjælp af den mekaniske koblingsdel. Et hørbart 'klik' bekræfter, at posen er låst sikkert fast på basispladen.

Posen kan drejes til den ønskede stilling, inden den fastlåses, uden at man behøver at fjerne posen fra basispladen.

Posen kan tages af basispladen. Den kan skiftes hyppigere end den klæbende basisplade.

Mindre posestørrelser giver en børnevenlig løsning. Den findes i transparent og passer til Assura basispladen til børn.

- Udløbsventil der er sikker og let at anvende
- Posen design garanterer, at der ikke er noget resturin tilbage i posen efter tømning
- Tilbageløbsventil forhindrer urin i at skylle tilbage over stomien, hvilket nedsætter risiko for urinvejsinfektioner



Indholdsstoffer/materiale: PE, EVA, CPE, PET, PVDC, ABS, EVA/PE-Copolymer, aktivt kul

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beksyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: Min. 3 år v/ levering

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels Urostomipose til børn

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358853	1789	Coloplast	Assura urostomipose	40 mm / klar	Æske á 30 stk.