

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels ileostomipose til børn, tømbar pose

Assura 2-dels ileostomipose til børn, tømbar

En lille posestørrelse udviklet specielt til børn der kombineres med den spiralformede klæber. Det er et 2-dels system med mekanisk kobling, som låser posen fast til pladen med et hørbart 'klik', der bekræfter at posen er låst sikkert fast på basispladen.

Posen kan drejes til den ønskede stilling, inden den låses, uden at man behøver at tage posen af basispladen. Posen kan tages af basispladen. Så den kan skiftes hyppigere end den klæbende basisplade.

Mindre posestørrelser giver en børnevenlig løsning. Posen findes i transparent eller beige, og passer til Assura basispladen til børn.

- Selvklæbende lukkeklemme - en selvklæbende blød lukkeklemme følger med posen, hvilket giver et lukkesystem som både er sikkert og let at bruge.
- Blødt stoflignende materiale på den side af posen, som har kontakt med huden. Materialet tillader huden at ånde og tørrer samtidigt hurtigt efter bad eller svømning.
- Lugttæt posefolie - posen er fremstillet af lugttætte materialer.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, PET, PP, CPE, PE, ABS, epoxyderet sojabønneolie, silicone papir

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels ileostomipose til børn, tømbar pose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358852	2156	Coloplast	Assura ileostomipose	40 mm / klar	Æske á 30 stk.