

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels basisplade til børn

Assura 2-dels basisplade til børn

Basisplader til børn er små og flade, og i en børnevenlig størrelse. De kan kombineres med små tømbar, lukkede eller urostomiposer i børnestørrelse.

Assura Børn basispladen kan også bruges med Assura eller SenSura poser med kobling på 40 mm i voksenstørrelse til en lang række poseløsninger.

- Sikker vedhæftning til huden
- Absorption af fugt fra huden – er hudvenlig og beskytter huden mod irritation



Indholdsstoffer/materiale: Pektin, Gelatine, CMC, Polyisobutylen, Butylgummi, SIS, Harpix, PE, Polyolefin copolymer

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels basisplade til børn

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358880	2181	Coloplast	Assura, basisplade	Hul 10-35 mm / Ring 40 mm	Æske á 5 stk.