

PRODUKTDATABLAD

Brava modellerbar pasta, strips, 6 g

Brava modellerbar pasta, strips, 6 g

Brava Pasta Strimmel udfylder dybe hudfolder og ar, hvilket hjælper til at skabe en tæt forsegling mellem huden og basispladen. Dette kan bidrage til at skabe ekstra tætning omkring stomien og hermed undgå lækage. Brava Pasta Strimmel kan absorbere fugt og forbedre huden rundt om stomien. Bræk det stykke af stangen, som du skal bruge, og form den til den ønskede form.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>Aliphatic hydrocarbon mixture, sodium carboxymethyl cellulose, carbohydrate mixture, Polyethylene terephthalate (PET), Polyethylen (P PVC)</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	-
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Skal bortskaffes med husholdningsaffald. Må IKKE skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

Brava modellerbar pasta, strips, 6 g

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360018	2655	Coloplast	Brava modellerbar pasta, strips	6 g	Æske á 10 stk.