

PRODUKTDATABLAD

Brava® beskyttende tætningsring

Brava® beskyttende tætningsring er en ny opskrift, som er designet til at beskytte mod lækage og samtidig beskytte huden.

Tætningsringen skaber en sikker forsegling mellem stomien og klæberen, og den er let at forme, påsætte og tage af. Kan påsættes hud med fordybninger, rynker og folder.

Fås i 2 tykkelse: 2,5 mm eller 4,2 mm og i 3 forskellige forudstandsede huller/Ø: 18, 27, og 34 mm



Indholdsstoffer/materiale: Alifatisk hydrocarbon, CMC

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril/metode: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Undgå direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Brava® beskyttende tætningsring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0360020	Brava	Beskyttende tætningsring 2,5 mm, hul 18 mm	48 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 24 æsker	12035
0360021	Brava	Beskyttende tætningsring 2,5 mm, hul 27 mm	57 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 18 æsker	12037
0360022	Brava	Beskyttende tætningsring 2,5 mm, hul 34 mm	64 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 16 æsker	12039
0360023	Brava	Beskyttende tætningsring 4,2 mm, hul 18 mm	48 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 24 æsker	12045
0360024	Brava	Beskyttende tætningsring 4,2 mm, hul 27 mm	57 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 18 æsker	12047
0360025	Brava	Beskyttende tætningsring 4,2 mm, hul 34 mm	64 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 18 æsker	12049
0360060	Brava	Beskyttende tætningsring 2,5 mm, hul 18 mm	57 mm Ø	Æske a 30 stk.	12036
0360061	Brava	Beskyttende tætningsring 2,5 mm, hul 18 mm	64 mm Ø	Æske a 30 stk.	12038
0360062	Brava	Beskyttende tætningsring 4,2 mm, hul 18 mm	57 mm Ø	Æske a 30 stk.	12046
0360063	Brava	Beskyttende tætningsring 4,2 mm, hul 18 mm	64 mm Ø	Æske a 30 stk.	12048