

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Click High Output 2-dels stomipose

SenSura Mio stomiposerne til ileostomioperede er udviklet ud fra BodyFit Technology®, der giver sikker og komfortabel tilpasning, uanset kroppsfacon. Den elastiske klæber følger kroppen bevægelser og giver dermed større bevægelsesfrihed.

Stomiposerne har et stort og effektivt udløb, og de klare poser har måleskala for lettere aflæsning af outputmængden i posen.

Poserne kan bruges med en flad eller konvex basisplade afhængigt af, hvor meget stomien skal skubbes frem.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	EVA, PVdC, PP, polyamid, PU, PP/PE, ABS
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares vandret og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Click High Output 2-dels stomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0358200	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, vindue, grå	40 mm	Æske a 10 stk.	18600
0358201	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, vindue, grå	50 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	18601
0358202	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, vindue, grå	60 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	18602
0358203	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, vindue, grå	70 mm	Æske a 10 stk.	18603
0358204	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, klar	40 mm	Æske a 10 stk.	18610
0358205	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, klar	50 mm	Æske a 10 stk.	18611
0358206	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, klar	60 mm	Æske a 10 stk.	18612
0358207	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, klar	70 mm	Æske a 10 stk.	18613
0358210	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Mini, vindue, grå	40 mm	Æske a 10 stk.	18620
0358211	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Mini, vindue, grå	50 mm	Æske a 10 stk.	18621
0358212	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Mini, vindue, grå	60 mm	Æske a 10 stk.	18622
0358220	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, vindue, grå	50 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	18630
0358221	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, vindue, grå	60 mm	Æske a 10 stk.	18631
0358222	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, vindue, grå	70 mm	Æske a 10 stk.	18632
0358223	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, klar	50 mm	Æske a 10 stk.	18640
0358224	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, klar	60 mm	Æske a 10 stk.	18641
0358225	Sensura Mio Click High Output	2-dels stomipose, Maxi, PO udløb, klar	70 mm	Æske a 10 stk.	18642