

# PRODUKTDATABLAD

## Brava beskyttende tætningsring, convex

Brava® Beskyttende Tætningsring Convex beskytter mod lækage og er nem at forme, anvende og fjerne. Konveksiteten hjælper med at skubbe stomien skånsomt frem. Samtidig bevarer den unikke formel hudens fugt og opretholder en god pH-balance, og dermed minimeres risikoen for hudproblemer.

Brava Beskyttende Tætningsring Convex kan anvendes sammen med SenSura Mio Concave til peristomale buler, når stomien er placeret i eller under hudniveau. Den kan også anvendes under en flad plade ved komplekse stomier, for eksempel ovale eller loop stomier.

Brava Beskyttende Tætningsring Convex fås i 6 seks hulstørrelser: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm og 45 mm. Ringen er formbar, så den kan tilpasses stomiens størrelse og form.



**Indholdsstoffer/materiale:** PET (Polyester), PP (Ploypropylene)

**PVC/ftalater:** Nej / nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Undgå direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 32 måneder

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding / genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Brava beskyttende tætningsring, convex

### Mediq's varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0360075	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 20 mm	æske a 30 stk	12090
0360076	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 25 mm	æske a 30 stk	12091
0360077	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 30 mm	æske a 30 stk	12092
0360078	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 35 mm	æske a 30 stk	12093
0360079	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 40 mm	æske a 30 stk	12094
0360080	Brava	Beskyttende tætningsring, convex	Ø 45 mm	æske a 30 stk	12095