

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Pelican børneserie

### Eakin Pelican Børneserie

PELICAN Børneserien er senest udvidet med de komfortable CONVEXE børneposer, en tømbar convex samt en urostomipose med convex klæber.

PELICAN børneposer har klipsfri lukkesystem som sikrer en hurtig og nem måde at tømme og rengøre posen på.

- Hudklæberen er hypo-allergen og er blid og skånsom på sart børnehud nøjagtigt som du kan forvente af samtlige Eakinprodukter. Klæberen er ultratynd den former sig og giver en sikker pasform.
- Det silkebløde stofydre føles svalt og behageligt mod huden. Stoffet med små bamser påtrykt har en lille slids foran som sikrer, man nemt kan se stomien.
- Vandtæt filter tillader kontrolleret lugtfri luftafgang. Ved behov for tildækning af filtret kan de vedlagte bamsemærkater nemt påsættes gennem slidsen på posens forside.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>EVA, PVDC, Non-woven, Silica, Carboxymethylcellulose (CMC), Polyisobutylene (PIB), Pektin, Gelatine</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af inderemballage:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af yderemballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Pelican børneserie

### Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399660	839701	Focuscare	Pelican børne ileostomipose m. filterBeige	10-50 mm	Æske á 30 stk.
0399661	839703	Focuscare	Pelican neonatal ileostomipose m. filterBeige	0-40 mm	Æske á 30 stk.
0399662	839706	Focuscare	Pelican børneurostomipose u. filter Klar	10-50 mm	Æske á 30 stk.
0399658	839707	Focuscare	Pelican Convex børneileostomipose m. filter Beige	5-30 mm	Æske á 30 stk.
0399659	839708	Focuscare	Pelican Convex børneurostomipose u. filter Beige	5-30 mm	Æske á 30 stk.