

PRODUKTDATABLAD

Eakin Sår- og fistelpose m. lommelukning opklipbar 110 x 75 cm

Eakin Sår- og fistelpose m. lommelukning

Eakin fistel- og sårposer kan benyttes på huden ved sår eller uregelmæssige åbninger, der skal dræneres og hvor huden omkring skal beskyttes. Kan specielt benyttes på sår, hvor huden allerede er beskadiget og skal opheles og beskyttes. 2 af poserne er forsynet med vindue, så der er adgang til såret uden at bandagen skal fjernes.

Et "løst" vindue kan forsynes på næsten alle størrelser poser, hvorved mulighederne for at have den bedst egnede pose til rådighed let findes.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>Polybutene, Sodium Carboxymethylcellulose, Carbohydrate, PE coated, EVA/EVOH laminat</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares køligt, men ikke i køleskab
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Eakin Sår- og fistelpose m. lommelukning opklipbar 110 x 75 cm

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399611	839251	Focuscare	Eakin sår- og fistelpose m. lommelukning, 520 ml, medium, klar, usteril	110 x 75 cm	Æske á 10 stk.