

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Sår- og fistelpose m. ventil & prop 110 x 75 mm

### Eakin Sår og fistelpose m. ventil & prop

Eakin fistel- og sårposer kan benyttes på huden ved sår eller uregelmæssige åbninger, der skal dræneres og hvor huden omkring skal beskyttes. Kan specielt benyttes på sår, hvor huden allerede er beskadiget og skal opheles og beskyttes. 2 af poserne er forsynet med vindue, så der er adgang til såret uden at bandagen skal fjernes.

Et "løst" vindue kan forsynes på næsten alle størrelser poser, hvorved mulighederne for at have den bedst egnede pose til rådighed let findes.

**OBS:** Vindue kan monteres i dette produkt



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>Polybutene, Sodium Carboxymethylcellulose, Carbohydrate, PE coated, EVA/EVOH laminat</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Opbevares køligt, men ikke i køleskab
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATBLAD

Eakin Sår- og fistelpose m. ventil & prop 110 x 75 mm

## Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399621	839261	Focuscare	Eakin sår- og fistelpose m. ventil, 520 ml, medium, klar, usteril	175 x 110 mm	Æske á 10 stk.