

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Sår- og fistelpose m. ventil & prop 245 x 160 mm

### Eakin Sår og fistelpose m. ventil & prop

Eakin fistel- og sårposer kan benyttes på huden ved sår eller uregelmæssige åbninger, der skal dræneres og hvor huden omkring skal beskyttes. Kan specielt benyttes på sår, hvor huden allerede er beskadiget og skal opheles og beskyttes. 2 af poserne er forsynet med vindue, så der er adgang til såret uden at bandagen skal fjernes.

Et "løst" vindue kan forsynes på næsten alle størrelser poser, hvorved mulighederne for at have den bedst egnede pose til rådighed let findes.



|  |   |
|--|---|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>        | <i>Polybutene, Sodium Carboxymethylcellulose, Carbohydrate, PE coated, EVA/EVOH laminat</i> |
| <b>PVC/ftalater:</b>                     | Nej   |
| <b>Latex:</b>                            | Nej   |
| <b>CE klassifikation:</b>                | Klasse I  |
| <b>Steril vare:</b>                      | Nej   |
| <b>Særlig mærkning:</b>                  | -   |
| <b>Opbevaring uåbnet:</b>                | Opbevares køligt, men ikke i køleskab   |
| <b>Opbevaring åbnet:</b>                 | Engangsprodukt  |
| <b>Holdbarhed uåbnet:</b>                | 5 år  |
| <b>Holdbarhed åbnet:</b>                 | Engangsprodukt  |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>            | Forbrænding   |
| <b>Bortskaffelse af inder emballage:</b> | Forbrænding   |
| <b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>  | Genbrug   |
| <b>Bemærkninger:</b>                     | Ingen   |

# PRODUKTDATABLAD

Eakin Sår- og fistelpose m. ventil & prop 245 x 160 mm

## Mediq's sortimentsoversigt

| Vare. Nr. | Ref. Nr. | Navn      | Varebeskrivelse   | Størrelse    | Indhold       |
|-----------|----------|-----------|---|--------------|---------------|
| 0399617   | 839268   | Focuscare | Eakin sår- og fistelpose m. ventil / vindue, 3100 ml, XL, klar, usteril | 245 x 160 mm | Æske á 5 stk. |