

# PRODUKTDATABLAD

## eakin dot soft convex, 1-dels ileostomipose

### Eakin dot® 1 dels tømbar, blød convex

Eakin dot® 1-dels tømbar stomipose med ekstra lang bæretid. Den hudvenlige klæber hjælper med at opretholde og forbedre hudens tilstand omkring stomien og forebygger hudproblemer forårsaget af lækager eller stripping af huden. Skinsmart klæberens gør, at pladen klæber straks og sidder sikkert. Den bløde konveks plade er designet til at give stomien et løft og understøtte en stomi som ligger lavt eller i hudniveau uden punkter der kan forårsage tryksår. Klæbefladens slidser gør den nem og meget fleksibel i brug. Er velegnet til både flade og ujævne maver. Former sig efter din kropfacon og er velegnet hvis påsætning og vedhæftning udfordres af brok, buler eller ujævnheder.

Posen er udformet med kigge vindue og mulighed for at gemme udløbet væk, så den giver maksimal brugerkomfort.

Findes i 3 posestørrelser i opklipbare og forudstansede udgaver



**Indholdsstoffer/materiale:** Hydrokolloid, PE skum, resin, voks, EVA, PET, EVA/PVDC

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## eakin dot soft convex, 1-dels ileostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399750	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, Mini, vindue, beige	840200	Ø 15-40 mm	840200
0399751	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840201	Ø 15-40 mm	840201
0399752	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	840202	Ø 15-40 mm	840202
0399753	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	840203	Ø 15-60 mm	840203
0399754	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840204	Ø 20 mm	840204
0399755	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840205	Ø 22,5 mm	840205
0399756	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840206	Ø 25 mm	840206
0399757	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840207	Ø 27,5 mm	840207
0399758	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840208	Ø 30 mm	840208
0399759	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840209	Ø 32,5 mm	840209
0399760	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840210	Ø 35 mm	840210
0399761	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840211	Ø 37,5 mm	840211
0399762	Eakin Dot Soft Convex	1-dels ileostomipose, standard, vindue, beige	840212	Ø 40 mm	840212