

PRODUKTDATABLAD

Eakin freeseal, tætningsring, 1,8 mm

Eakin freeseal® er eakins tyndeste tætningsring som kun er 1,8mm tynd, har minimal indvirkning på pasformen og er derfor velegnet til brug sammen med konvekse tøndbare poser.

Eakin freeseal® absorberer aktivt output, stopper lækage og beskytter mod hudskader omkring stomien. En højt absorberende tætningsring som er effektiv til at forhindre lækager og giver større frihed i dagligdagen.

Fleksibel og formbar og tilpasses sikkert til enhver stomi form eller størrelse som en del af den daglige stomipleje.

Nem af fjerne fra huden uden at efterlade rester. Den bevarer sin form så den let kan rulles af i ét stykke.

Freeseal® tætningsringe er udviklet ud fra en helt ny formular og har samme gode egenskaber som resten af Eakins sortiment på tætningsringe.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se datomærkning på emballage
Bortskaffelse af vare:	I henhold til lokale retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399708	Eakin	Freeseal, tætningsring, 1,8 mm	Ø 48 mm	Æske a 10 stk	839007