

# PRODUKTDATABLAD

## Universal klæbefjerner, serviet

### Universal klæbefjerner, serviet

Renseserviet fra Hollister til effektiv fjernelse af klæberester og hudpladerester.

Klæbefjernereren indeholder ikke acetone og er derfor skånsom mod huden.

Servietten er indpakket enkeltvis og måler 3,8 x 5 cm ufoldet.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Ethanol, methoxopropanol, ethylacetat, non-woven polypropylene/polymer fiber
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt, køligt og beskyttet mod direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	-
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	Indeholder alkohol

# PRODUKTDATABLAD

## Universal klæbefjerner, serviet

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.*
0397508	Hollister	Universal klæbefjerner	Æske á 50 stk.	Æske	7760

\* Henviser til producentens reference nr.