

# PRODUKTDATABLAD

## Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose

Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose med kulfilter, som er et dobbeltfilter, der beskytter mod fugt. Har et koblingssystem med lav profil.

For at øge sikkerheden er ringen på pladen beige og transparent på posen.

Posen har integreret lukning med velcro. Udløbet foldes tre gange og lukkes med en velcro-strimmel.



**Indholdsstoffer/materiale:** EVA, PVdC, Polyester, LDPE, Aktivt kul, PTFE

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** -

**CE klassifikation:** Klasse 1

**Steril vare:** -

**Opbevaring:** Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genanvendelse

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genanvendelse

# PRODUKTDATABLAD

## Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388120	121936	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Mini 36 mm ring	Æske a 10 stk.
0388121	121943	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Mini 43 mm ring	Æske a 10 stk.
0388122	121955	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Mini 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0388126	122036	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Mini 36 mm ring	Æske a 10 stk.
0388127	122043	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Mini 43 mm ring	Æske a 10 stk.
0388128	122055	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Mini 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0388110	121536	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Midi 36 mm ring	Æske a 10 stk.
0388111	121543	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Midi 43 mm ring	Æske a 10 stk.
0388112	121555	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Midi 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0388113	121570	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Midi 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0388114	121636	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Midi 36 mm ring	Æske a 10 stk.
0388115	121643	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Midi 43 mm ring	Æske a 10 stk.
0388116	121655	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Midi 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0388117	121670	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Midi 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0388118	122155	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Maxi 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0388119	122170	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, beige.	Maxi 70 mm ring	Æske a 10 stk.
0388123	122255	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Maxi 55 mm ring	Æske a 10 stk.
0387915	122270	Nova 2 Foldup 2-dels ileostomipose, 1 filter, mekanisk ring, klar.	Maxi 70 mm ring	Æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.