

# PRODUKTDATABLAD

## Novalife 1 Soft Convex, kolostomipose

### Novalife 1 Soft Convex, kolostomipose

Klæberen har en blød og fleksibel konveksitet, som sikrer, at bandagen lægger et skånsomt tryk tæt på stomien. Stomien skubbes forsigtigt ind i posen, og der skabes en bedre forsejling mellem hud og plade, så risikoen for lækage og hudproblemer minimeres.

Klæberen er tykkest inde ved stomien og bliver tyndere ud mod kanten, og den fjernes enkelt og sikkert ved hjælp af det orange aftagningsøre.

NovaLife 1 Soft Convex har et posedesign, hvor posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Det gør posen mere diskret og modvirker fremfald af posen. Der er også EasiView™ vindue i posen, som gør det lettere for dig at inspicere stomien og placere bandagen. Posen er vandafvisende og forbliver tør ved badning. Er med integreret bælteører.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran, LDPE
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Novalife 1 Soft Convex, kolostomipose

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr.
0380392	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colo.pose, Midi opklipbar, vindue, beige	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-24
0380394	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colo.pose, Midi, opklipbar, vindue, beige	15-34 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-34
0380393	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-25
0380395	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-30
0380396	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-35
0380397	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	40 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-40
0380399	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colo.pose, opklipbar, Maxi, vindue, beige	15-44 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-44
0380398	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels colo.pose, opklipbar, maxi, vindue, beige	15-54 mm Ø	Æske a 10 stk.	971-54

\* Henviser til producentens reference nr.