

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Soft Convex, ileostomipose

NovaLife 1 Soft Convex, ileostomipose

Klæberen har en blød og fleksibel konveksitet, som sikrer, at bandagen lægger et skånsomt tryk tæt på stomien. Stomien skubbes forsigtigt ind i posen, og der skabes en bedre forsejling mellem hud og plade, så risikoen for lækage og hudproblemer minimeres.

Klæberen er tykkest inde ved stomien og bliver tyndere ud mod kanten, og den fjernes enkelt og sikkert ved hjælp af det orange aftagningsøre.

NovaLife 1 Soft Convex har et posedesign, hvor posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Det gør posen mere diskret og modvirker fremfald af posen. Der er også EasiView™ vindue i posen, som gør det lettere for dig at inspicere stomien og placere bandagen. Posen er vandafvisende og forbliver tør ved badning. Er med integreret bælteører.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Soft Convex, ileostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr.
0380382	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige, opkl.	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-24
0380384	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige, opkl.	15-34 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-34
0380389	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige, opkl.	15-54 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-54
0380383	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-25
0380385	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-30
0380386	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-35
0380387	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	40 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-40
0380388	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	45 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-45
0380390	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige, opkl.	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	983-24
0380391	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige, opkl.	15-34 mm Ø	Æske a 10 stk.	983-34
0380379	NovaLife 1 Soft Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige, opkl.	15-44 mm Ø	Æske a 10 stk.	981-44

* Henviser til producentens reference nr.