

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 X3 1-dels urostomipose

Nova 1 X3 1-dels urostomipose har en hudvenlig og allergitestet GX-hydrokolloid klæber. Den har præget posefolie, som mindsker støj og vakuumeffekt.

Posen har en vandafvisende stofbeklædning, og en graderet basisplade med 3 mm tykkelse klæber.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EVA, PVdC, Polyester nonwoven, PP
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 X3 1-dels urostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0387916	89112	Nova 1 X3 1-dels urostomipose, opklipbar 12-46 mm hul, beige.	Midi	Æske a 10 stk.
0387926	89212	Nova 1 X3 1-dels urostomipose, opklipbar 12-46 mm hul, klar.	Midi	Æske a 10 stk.
0387920	89120	Nova 1 X3 1-dels urostomipose, 20 mm hul, beige.	Midi	Æske a 10 stk.
0387922	89125	Nova 1 X3 1-dels urostomipose, 25 mm hul, beige.	Midi	Æske a 10 stk.
0387924	89130	Nova 1 X3 1-dels urostomipose, 30 mm hul, beige.	Midi	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.