

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels Ileostomipose

Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose med kulfilter.

Posen har en fleksibel hydrocolloid basisplade med små fordybninger, som gør at huden ikke bliver påvirket samme sted hele tiden.

Posen er anatomisk udformet.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrocolloid, EVA, PE, non-woven, LDPE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels Ileostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0396560	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, LnR udløb, klæbekant, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	58320
0396561	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, LnR udløb, klæbekant, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	58325
0396562	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, LnR udløb, klæbekant, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	58330
0396563	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, LnR udløb, klæbekant, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	58335
0396564	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, LnR udløb, klæbekant, beige	40 mm Ø	Æske a 30 stk.	58340
0397447	Moderma Flex	1-dels ileopose, Mini, Lock'n Roll udløb, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	28125
0397456	Moderma Flex	1-dels ileopose, Midi, Lock'n Roll udløb, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	28220
0397457	Moderma Flex	1-dels ileopose, Midi, Lock'n Roll udløb, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	28225
0397459	Moderma Flex	1-dels ileopose, Midi, Lock'n Roll udløb, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	28230
0397461	Moderma Flex	1-dels ileopose, Midi, Lock'n Roll udløb, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	28235
0397464	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, Lock'n Roll udløb, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	28320
0397465	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, Lock'n Roll udløb, beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	28300
0397467	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, Lock'n Roll udløb, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	28325
0397468	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, Lock'n Roll udløb, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	28330
0397469	Moderma Flex	1-dels ileopose, Maxi, Lock'n Roll udløb, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	28335
0396543	Moderma Flex	1-dels ileo.pose LnR, Maxi kulf. klæberkant, beige	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	58300
0396549	Moderma Flex	1-dels ileo.pose LnR, Maxi kulf. klæberkant, klar	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	58400
0397443	Moderma Flex	1-dels ileostomipose, Mini, LnR, kulfilter, beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	28100
0397451	Moderma Flex	1-dels ileostomipose, Midi, LnR, kulfilter, beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	28200
0397453	Moderma Flex	1-dels ileostomipose, Midi, LnR, kulfilter, klar	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	28500
0397466	Moderma Flex	1-dels ileo.pose, Maxi, oval, LnR, kulfilter beige	15-65/75 mm Ø	Æske a 30 stk.	28301
0397473	Moderma Flex	1-dels ileostomipose, Maxi, LnR, kulfilter, klar	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	28400
0397474	Moderma Flex	1-dels ileostomipose, Maxi, Oval, LnR, klar	15-65/75 mm Ø	Æske a 30 stk.	28401
0397610	Moderma Flex	1-dels ileo.pose, Midi, LnR, vindue opkl., beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	2824055
0397611	Moderma Flex	1-dels ileo.pose, Maxi, LnR, vindue opkl., beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	2834055
0397612	Moderma Flex	1-dels ileo.pose, Maxi, LnR, vindue, opkl., beige	15-65/75 mm Ø	Æske a 30 stk.	2834001
0397020	Moderma Flex FlexWear	1-dels ileo.pose LnR, Midi, m/kant, vindue, beige	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	5625064
0397021	Moderma Flex FlexWear	1-dels ileo.pose LnR, Maxi, m/kant, vindue, beige	15-64 mm Ø	Æske a 30 stk.	5834064