

PRODUKTDATABLAD

Hollister Irrigationssæt

Hollister irrigationssæt indeholder:

- 1 stk. vandbeholder
- 1 stk. skyllekonus med konektor
- 1 stk. rensbørste



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | PE/ Etylen Copolymer, Nylon, Cellulose Butyrate PVC, PE |
| PVC/ftalater: | Ja / Dioctyladipate |
| Latex: | - |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril/metode: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Køligt, tørt og ikke i direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse inder emballage: | Forbrænding |
| Bortskaffelse yder emballage: | Forbrænding |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Hollister Irrigationssæt

Mediqs sortimentsoversigt

| Varenr. | Ref. nr.* | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold |
|---------|-----------|---|-----------|--------------|
| 0397520 | 7718 | Hollister Irrigationssæt, basissæt med vandbeholder, konus og rensbørste. | | Æske a 1 sæt |

* Henviser til producentens reference nr.