

PRODUKTDATABLAD

Nova 2, Konveks

Nova 2, konveks

DANSAC NOVA 2 Convex basisplade med et 6 mm fast, konveks indlæg.

Pladen har løftbar koblingsring, som sikrer nem påsætning af posen med et minimalt tryk på maven.



Indholdsstoffer/materiale: CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, LDPE, EVA, PET, EMA

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Nova 2, Konveks

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388900	153615	Dansac	Nova2 Convex	36 mm / 15-23 mm	Æske á 5 stk.
0388915	154315	Dansac	Nova2 Convex	43 mm / 15-30 mm	Æske á 5 stk.
0388930	155515	Dansac	Nova2 Convex	55 mm / 15-42 mm	Æske á 5 stk.