

PRODUKTDATABLAD

NovaLife 1 GX+ EasiView (tømbar)

NovaLife 1 GX+ EasiView (tømbar)

NovaLife GX+ klæberen er en krydsbunden og udvaskningsresistent klæber, der er udviklet og optimeret til mere flydende output.

Posen er forsynet med EasiView vindue der giver brugeren mulighed for nemt at inspicere stomien og sikre at posen er placeret korrekt.



Indholdsstoffer/materiale: EMA, EVA, PVDC, PET, Aktivt kul, PTFE, membrane, PA, PP, CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

NovaLife 1 GX+ EasiView (tømbar)

Mediqs sortimentsoversigt

| Vare. Nr. | Ref. Nr. | Navn | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold |
|-----------|----------|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 0380800 | 9630-10 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 10-55/70 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380801 | 9630-25 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 25 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380802 | 9630-30 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 30 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380803 | 9630-35 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 35 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380804 | 9630-40 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 40 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380805 | 9630-45 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 45 mm / midi | Æske á 30 stk. |
| 0380806 | 9610-10 | Dansac | NovaLife1 GX+ EasiView, Beige | 10-70/90 mm / maxi | Æske á 30 stk. |