

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex flerkammer urostomi, convex

Moderma Flex flerkammer urostomi, convex

Alle poser er med tilbageløbsventil og blød udløbsstuds. Flerkammersystemet sikrer en jævn fordeling af urinen, hvilket giver en væsentlig lavere poseprofil.

I hver æske ligger der 3 stk. konnektorer som bruges ved tilkobling til natpose.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PE, Polyester, Polyefin, Hydrocolloid

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex flerkammer urostomi, convex

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397011	2939025	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	15-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397012	2939038	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	15-38 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397013	2939120	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	20 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397014	2939125	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397015	2939130	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	30 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397005	2929025	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	15-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397006	2929038	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	15-38 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397007	2929120	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	20 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397008	2929125	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397009	2929130	Hollister	Moderma Flex flerkammer, 4,16 mm	30 mm / midi	Æske á 10 stk.