

# PRODUKTDATABLAD

## Pouchkins børnebandager

### Pouchkins børnebandager

Alle produkterne er med SoftFlex hudplader, som er skånsomme og fleksible mod barnets følsomme hud, og kan størrelsesmæssigt tilpasses barnet.

### Pouchkins neonatal lukket hhv. 50 og 190 ml:

Designet til nyfødte. Den lukkede pose har en kapacitet på 100 ml. Kan klippes op i bunden til drænage.

### Pouchkins tømbar børnepose hhv. 230 og 280 ml:

Denne børnepose er god og beskytter barnets følsomme hud.

Fleksibiliteten sikres ved at posen former sig til kroppen hvorved barnet opnår en større bevægelsesfrihed.

### Pouchkins urostomipose til børn 230 ml:

Posen lægger sig fast ind til huden. Der opnås en bedre hudpleje med en anti-reflux ventil, hvilket sikrer at urinen holdes væk fra huden.

Posen er lugtfri med en barrierefilm lavet af en 4-lags konstruktion



POUCHKINS NEONATAL LUKKET



POUCHKINS TØMBAR BØRNEPOSE



POUCHKINS UROSTOMIPOSE

Indholdsstoffer/materiale: *EVA, PE, Polyester, Polyefin, Hydrocolloid*

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Pouchkins børnebandager

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397568	3777	Hollister	Pouchkins neonatal lukket, 50 ml, klar	0-15 mm	Æske á 15 stk.
0397569	3778	Hollister	Pouchkins neonatal tømbar, 190 ml, Klar	0-15x22 mm	Æske á 15 stk.
0397570	3796	Hollister	Pouchkins tømbar børnepose, 230 ml, klar	0-38 mm	Æske á 10 stk.
0397571	3795	Hollister	Pouchkins tømbar børnepose 280 ml, klar	0-51 mm	Æske á 10 stk.
0397573	3797	Hollister	Pouchkins børne urostomipose 230 ml, klar	0-38 mm	Æske á 10 stk.