

PRODUKTDATABLAD

Dansac formbar tætningsring

Dansac formbar tætningsring

Det kan være svært at få en god tætning mellem stomi og hud, hvis du har hudfolder, ar eller en tilbagetrukket stomi.

Det unikke design med det topplacerede starthul gør det let at placere tætningsringen, hvor der er størst behov for det.

Dansac Formbar Tætningsring er ideel til:

- hudfolder, ar og tilbagetrukkede stomier (retraktioner)
- at beskytte mod hudirritation
- at beskytte mod lækage

Klæberen er en krydsbunden hydrokolloid. Den klæber hurtigt og kraftigt, har høj absorptionsevne og stor modstand mod opløsning fra væske og stomioutput. Den beskytter huden omkring stomien ved at svulme op og ved at udfylde ujævnheder og folder i huden. Indeholder ikke alkohol og svier derfor ikke ved påsætning.

Indholdsstoffer/materiale: CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, LLDPE, PET, EMA

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og fristfrit og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inder emballage: Genbrug

Bortskaffelse af yder emballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen



PRODUKTDATABLAD

Dansac formbar tætningsring

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0392885	070-20	Dansac	Dansac formbar tætningsring	20 mm Ø/ 3 mm tyk	Æske á 30 stk.
0392886	070-30	Dansac	Dansac formbar tætningsring	30 mm Ø/ 3 mm tyk	Æske á 30 stk.
0392887	070-40	Dansac	Dansac formbar tætningsring	40 mm Ø/ 3 mm tyk	Æske á 30 stk.
0392888	070-50	Dansac	Dansac formbar tætningsring	50 mm Ø/ 3 mm tyk	Æske á 30 stk.