

PRODUKTDATABLAD

NovaLife 2, 2-dels, 1 filter, tømbar

NovaLife 2, 2-dels, 1 filter, tømbar

Tømbar pose med løftbar koblingsring, som sikrer nem påsætning af posen med et minimalt tryk på maven. Med bælteørere og kulfilter.

Udløbet på de åbne poser foldes og lukkes enkelt og nemt og forsvinder under pose materialet, diskret gemt af posens form.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, PET, LDPE, Aktivt kul, PTFE, PA, PP

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og frostfrit og ikke direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Novalife 2, 2-dels, 1 filter, tømbar

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0380523	131936	Dansac	Novalife 2, 1 filter	36 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380524	131943	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380525	131955	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380526	132036	Dansac	Novalife 2, 1 filter	36 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380527	132043	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380528	132055	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380529	131536	Dansac	Novalife 2, 1 filter	36 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380530	131543	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380531	131555	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380532	131570	Dansac	Novalife 2, 1 filter	70 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380533	131636	Dansac	Novalife 2, 1 filter	36 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380534	131643	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380535	131655	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380536	131670	Dansac	Novalife 2, 1 filter	70 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380537	132143	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Beige	Æske á 30 stk.

PRODUKTDATBLAD

NovaLife 2, 2-dels, 1 filter, tømbar

0380538	132155	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380539	132170	Dansac	Novalife 2, 1 filter	70 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0380540	132243	Dansac	Novalife 2, 1 filter	43 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380541	132255	Dansac	Novalife 2, 1 filter	55 mm / Klar	Æske á 30 stk.
0380542	132270	Dansac	Novalife 2, 1 filter	70 mm / Klar	Æske á 30 stk.