

PRODUKTDATABLAD

Conform 2 CeraPlus basisplade

Conform 2 med CeraPlus er en flad basisplade uden klæbekant.

Den flade og fleksible plade har non-woven overflade.

Passer til alle Conform 2 poser.

CeraPlus klæberen passer til alle hudtyper og hjælper til at holde den peristomale hud sund og frisk, idet den indeholder ceramid, som naturligt forekommer i huden, hvor den forhindrer udtørring samt beskytter mod ydre påvirkninger.



Den løftbare koblingsring gør pladen fleksibel og komfortabel at bære.

Indholdsstoffer/materiale: Hydrocolloid, PIB, Polyethylen, EVA, PVDC

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 2 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Deponi

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Deponi/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Conform 2 CeraPlus basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397380	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-32 mm hul	45 mm ring	Æske a 10 stk.	14200
0397381	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-44 mm hul	55 mm ring	Æske a 10 stk.	15200
0397382	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-57 mm hul	70 mm ring	Æske a 10 stk.	17200