

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex CeraPlus 1-dels urostomipose

En sikker tætning omkring stomien er vigtig for at minimere lækage og efterfølgende skader på huden. Dette kan specielt være en udfordring for brugere med en urostomi.

ModermaFlex indeholder 4 populære egenskaber, som giver endnu flere fordele for brugere og plejepersonale og som kan være med til at reducere antallet af peristomale hudproblemer:

- 1.CeraPlus klæber**–Opretholder hudens naturlige fugtbarriere.
- 2.Soft konveks**–Former sig efter hudens konturer og giver et blidt tryk omkring stomien.
- 3.Klæberkant**–Giver den ekstra sikkerhed for at klæberen ikke løsner sig i kanten.
- 4.Vindue**–Gør det nemt at påsætte pladen og se indholdet uden at gå på kompromis med diskretionen.

Egenskaber som tilbageløbsventil, flerkammersystem og en simpel udløbsventil er naturligvis standard på alle posevarianter.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrocolloid, PIB, EVA, PVDC, Polyethylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/deponi
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex CeraPlus 1-dels urostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397340	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, klar	13-25 mm	Æske a 10 stk.	59900
0397341	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, klar	13-38 mm	Æske a 10 stk.	59901
0397342	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, klar	13-55 mm	Æske a 10 stk.	59902
0397343	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, beige m. vindue	20mm	Æske a 10 stk.	59820
0397344	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, beige m. vindue	25mm	Æske a 10 stk.	59525
0397345	Moderma Flex CeraPlus	1-dels urostomipose, soft konveks, beige m. vindue	30mm	Æske a 10 stk.	59830