

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1, 1-dels ileostomipose

Novalife 1 1-dels ileostomipose med kulfilter og oval plade, som følger kroppens naturlige former. Pladens starthul er placeret i toppen af den ovale plade, hvilket betyder, at posen sidder lavere på maven og derfor er mere diskret og nemmere at skjule under tøjet.

Klæberens overflade er tykkest rundt om stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, hvilket gør vedhæftningen på huden både sikker og skånsom.

Udløbet på de åbne poser foldes og lukkes enkelt og nemt og forsvinder under posematerialet, diskret gemt af posens form.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, EMA, PVDC, PET, aktivt kul, PTFE membran, PA, PP, CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1, 1-dels ileostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0380512	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Mini, beige	10-38/50 mm	Æske a 30 stk.	925-10
0380513	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Mini, klar	10-38/50 mm	Æske a 30 stk.	926-10
0380514	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, beige	10-55/70 mm Ø	Æske a 30 stk.	923-10
0380515	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, midi, kulfilter, beige	25 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	923-25
0380516	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, midi, kulfilter, beige	30 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	923-30
0380517	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, midi, kulfilter, beige	35 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	923-35
0380518	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, midi, kulfilter, beige	40 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	923-40
0380519	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, midi, kulfilter, beige	45 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	923-45
0380520	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, klar	10-55/70 mm Ø	Æske a 30 stk.	924-10
0380521	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	10-70/90 mm Ø	Æske a 30 stk.	915-10
0380522	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Maxi, klar	10-70/90 mm Ø	Æske a 30 stk.	916-10
0380710	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	10-55/70 mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-10
0380712	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	10-70/90 mm Ø	Æske a 30 stk.	9150-10
0380736	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	25 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-25
0380737	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	30 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-30
0380738	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	35 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-35
0380739	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	40 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-40
0380740	NovaLife 1	1-dels ileostomipose, Midi, opklipbar, beige	45 - 55/70mm Ø	Æske a 30 stk.	9230-45