

PRODUKTDATABLAD

Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose

Confidence Convex 1-dels kolostomipose med blød og hudvenlig hydrocolloid, som er testet og godkendt af "The British Skin Foundation". Posen har en blød og sikker klæber, hvilket giver god komfort og en sikker vedhæftning. Den nye konveksitet har en mere blød konveks, som giver ekstra komfort og tryghed. Posen har en anatomisk form og et avanceret kulfilter, der effektivt filtrerer gasser.

Posen er med delt forside som letter inspektion af stomien, og de bløde kanter på posen giver en øget komfort. Der er bælteører til et stomibælte hvis det ønskes anvendt og ekstra sikkerhed ønskes.

Fås med opklipbar eller forudstandset hul.



Indholdsstoffer/materiale:	Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, EVA, PVCD, EVA
PVC/ftalater:	Ja
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, rent og køligt (0-28°C). Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360618	CCSS21	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 21 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360600	CCSS25	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360556	CCSS28	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 28 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360572	CCSS32	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 32 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360619	CCSS35	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360623	CCSS38	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, 38 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360616	CCSS1325	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-25 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360557	CCSS1338	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-38 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360617	CCSS1352	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-52 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360621	CCSSL1325	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-25 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Large	Æske a 10 stk.
0360622	CCSSL1338	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-38 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Large	Æske a 10 stk.
0360623	CCSSL1352	Confidence Convex Supersoft 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-52 mm hul, delt forside, bælteører, beige.	Large	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.