

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo Flexible Flexifit m/ Kantsikring

Harmony Duo Flexible Flexifit m. kantsikring

SALTS Flexifit Harmony Duo plade med hydrocolloid klæbekant og Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Pladen har en lav profil og er meget blød og fleksibel.

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen.

Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.

Pladen findes med opklipbare og forudstansede huller



Indholdsstoffer/materiale: Aloe Vera, EVA, PVCD, Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo Flexible Flexifit m/ Kantsikring

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360726	FHDF21	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	32 mm / 21 mm	Æske á 10 stk.
0360727	FHDF25	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	32 mm / 25 mm	Æske á 10 stk.
0360728	FHDF28	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	32 mm / 28 mm	Æske á 10 stk.
0360729	FHDF32	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	50 mm / 32 mm	Æske á 10 stk.
0360730	FHDF35	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	50 mm / 35 mm	Æske á 10 stk.
0360731	FHDF38	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit m/Kantsikring	50 mm / 38 mm	Æske á 10 stk.
0360659	FHDF1332	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit Kantsikring	32 mm / 13-32 mm	Æske á 10 stk.
0360660	FHDF1350	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit Kantsikring	50 mm / 13-50 mm	Æske á 10 stk.
0360661	FHDF1370	Hardam	Harmony Duo Flexible Flexifit Kantsikring	70 mm / 13-70 mm	Æske á 10 stk.