

PRODUKTDATABLAD

Confidence Comfort – Lukket pose

Confidence Comfort – Lukket pose

Modellen er designet til kroppens form, dette giver ekstra fleksibilitet og diskretion.

Den unikke placering af filteret giver ekstra komfort og sikkerhed. Filteret beskyttes af et ekstra lag plastfilm.

- Plastfilm på posens inderside, har en lav friktion, så posen ikke klapper sammen.
- Afføringen har nemmere ved at glide ned i bunden af posen.
- Resultatet er øget sikkerhed.
- Beige med delt forside for inspektion af stomien.
- Intet "overhæng" øverst på posen.

Findes i stor og standard med både opklippelige og forudstandsede huller.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>EVA, PVDC, EMA, Hydroklorid m. aloe vera ekstrakt, Polyethylene non-woven, Ethylene Vinyl acetate</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares et tørt og køligt sted
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding / Genbrug
Bortskaffelse af yderemballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Confidence Comfort – Lukket pose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360545	CF13	Hardam	Confidence Comfort, standard	13-70 mm, Beige	Æske á 30 stk.
0360580	CFL13	Hardam	Confidence Comfort, Large	13-70 mm, Beige	Æske á 30 stk.