

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Gold, Stoma Cap m. filter

### Confidence Gold Stoma Cap m. filter

Combihesive II Plus to-dels Stomacap med kulfilter er en lille diskret stomipose.

I posen er et absorberende materiale. Anvendes når man irrigerer. Ved badning skal filtret dækkes med en dæklap.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene og Aloe Vera Ekstrakt, EVA, PVDC,</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Gold, Stoma Cap m. filter

### Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360606	SCNW13	Hardam	Confidence Gold stom cap	13-52 Ø / Beige	Æske á 30 stk.