

PRODUKTDATABLAD

Confidence sår og fistelpose m. flexifit

Confidence sår og fistelpose

Klæberen er kun 1 mm tyk og dermed meget fleksibel. Der ud over har klæberen den unikke FlexiFit facon med 6 slidser, så den bedre følger hudens konturer.

Den specielle formel, som klæberen er sammensat af betyder, at klæberen nedbrydes langsommere og bæretiden dermed øges.

Posen har tilbageløbsventil, så sekret ikke løber tilbage til sår/fistel. Stor udløbstuds gør det muligt at tilkoble afløbspose/drænagepose.



Indholdsstoffer/materiale:	Polybutene, Sodium Carboxymethylcellulose, Carbohydrate, PE coated, EVA/EVOH laminat
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares køligt, men ikke i køleskab
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Confidence sår og fistelpose m. flexifit

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0360790	SALTS Confidence	sår- og fistelpose, horisontal, small	60x40mm	Æske a 10 stk.	CWM01
0360791	SALTS Confidence	sår- og fistelpose, vertikal, small	40x60mm	Æske a 10 stk.	CWM02
0360792	SALTS Confidence	sår- og fistelpose, vertikal, medium	53x150mm	Æske a 10 stk.	CWM03