

PRODUKTDATABLAD

SALTS Confidence Natural Advance colostomipose

SALTS Confidence Natural colostomipose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Advance klæberen klæber hurtigere, stærkere og længere, og posen har kulfilter.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, polyethylen non-woven eller EVA-perforeret film, EVA, PVDC, kulfilter, EMA film, PET, polyamid
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur samt væk fra varmekilder
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SALTS Confidence Natural Advance colostomipose

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361116	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	13-55/70 mm	Æske a 30 stk.	7-NA13
0361117	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	25 mm	Æske a 30 stk.	7-NA25
0361118	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	28 mm	Æske a 30 stk.	7-NA28
0361119	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	32 mm	Æske a 30 stk.	7-NA32
0361120	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	35 mm	Æske a 30 stk.	7-NA35
0361121	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	38 mm	Æske a 30 stk.	7-NA38
0361122	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	41 mm	Æske a 30 stk.	7-NA41
0361123	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	13-55/70 mm	Æske a 30 stk.	7-NAL13
0361124	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, midi, m. vindue, uden bælteører, beige	13-80/90 mm	Æske a 30 stk.	7-NAL1390
0361125	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, maxi, m. vindue, transparent, beige bags	13-55/70 mm	Æske a 30 stk.	7-NALT13
0361126	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, maxi, m. vindue, transparent, beige bags	13-80/90 mm	Æske a 30 stk.	7-NALT1390
0361127	SALTS Confidence Natural Advance	Colostomipose, mini, m. vindue, uden bælteører, beige	13-55/70 mm	Æske a 30 stk.	7-NAM13