

PRODUKTDATABLAD

Mestopore® stomiforbinding

Mestopore er en selvklæbende stomibandage med en hudvenlig og vandbaseret polyakrylatklæber, der beskytter kontinente stomier mod lækage og absorberer stomisekreter.

Forbindingen følger kroppens konturer, er brusæt og efterlader ikke klæberester på huden.

Bandagen er åndbar, så risikoen for sår maceration mindskes



Indholdsstoffer/materiale:	Polyakrylat, non-woven film, polyamidnet
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399820	Mestopore	Stomiforbinding	9 x 10 cm	Æske a 20 stk. – Krt. a 8 æsker	665000