

PRODUKTDATABLAD

Flexima 3S 2-dels kolostomipose

Flexima 3S systemet har et nyt behageligt, sikkert og fleksibelt koblingssystem. Det er nemt at sætte posen på pladen, fordi systemet giver mulighed for styret påsætning.

Posen har et effektivt og sikkert kulfilter. Posen findes i forskellige størrelser.



Indholdsstoffer/materiale:	Ethylene vinyl Acetate (EVA), PP, SEBS Polyethylene film, hydrokolloid materiale, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse 1 usteril
Steril vare:	-
Opbevaring:	Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet.
Holdbarhed:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yderemballage:	Forbrænding

PRODUKTDATABLAD

Flexima 3S 2-dels kolostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395780	931245N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Mini 45 mm ring	Æske a 30 stk.
0395781	931045N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Midi 45 mm ring	Æske a 30 stk.
0395782	931445N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Maxi 45 mm ring	Æske a 30 stk.
0395783	931255N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Mini 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0395784	931055N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Midi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0395785	931455N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Maxi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0395786	931065N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Midi 65 mm ring	Æske a 30 stk.
0395787	931465N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Maxi 65 mm ring	Æske a 30 stk.
0395788	931480N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, beige, mekanisk ring, bælteører	Maxi 80 mm ring	Æske a 30 stk.
0395790	931145N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Midi 45 mm ring	Æske a 30 stk.
0395791	931545N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Maxi 45 mm ring	Æske a 30 stk.
0395792	931155N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Midi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0395793	931555N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Maxi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0395794	931165N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Midi 65 mm ring	Æske a 30 stk.
0395795	931565N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Maxi 65 mm ring	Æske a 30 stk.
0395796	931580N	Flexima 3S 2-dels kolostomipose, klar, mekanisk ring, bælteører	Maxi 80 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.