

# PRODUKTDATABLAD

## Flexima 2-dels ileostomipose

Ileostomipose som er fremstillet af støjsvag blødt non woven materiale. Posen har en KEY- funktion som passer til pladen. Filter er lækagefrit.

Posen er en 2-dels tømbar ileostomipose med kulfilter. Den har et kropsvænlige non-woven materiale ind mod huden. Der medfølger 6 stk. lukkeklemmer i hver æske.



**Indholdsstoffer/materiale:** Aktivt kulfilter, PE, EVA, PP, PVDC, Non-woven mikrofiber

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** -

**CE klassifikation:** Klasse 1

**Steril vare:** -

**Opbevaring:** Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet.

**Holdbarhed:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

# PRODUKTDATABLAD

## Flexima 2-dels ileostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395847	621251N	Flexima 2-dels ileostomipose, Midi, beige	50 mm ring	Æske a 30 stk.
0395853	621261N	Flexima 2-dels ileostomipose, Maxi, beige	60 mm ring	Æske a 30 stk.
0395855	621281N	Flexima 2-dels ileostomipose, Maxi, beige	80 mm ring	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.