

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels ileostomipose

Flexima 1-dels ileostomipose er en tømbar pose med Roll'Up udløb.

Flexima 1-dels ileostomipose er af et blødt non-woven materiale. Posen har støjsvag og PVC-fri film samt integreret laminar filter.



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | PIB, CMC, Pektin, Aktivt kulfilter, APET, PE, EVA, Non-woven microfiber, LDPE |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril/metode: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Ingen særlige. Se instruktion vedlagt produktet. |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels ileostomipose

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------|---|------------|----------------|----------|
| 0395873 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Roll' Up udløb, Midi, beige | 25 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42725N |
| 0395841 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige | 30 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42730N |
| 0395842 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige | 35 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42735N |
| 0395843 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige | 40 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42740N |
| 0395844 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige | 15-60 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42715N |
| 0395874 | Flexima | 1-dels ileostomipose Roll' Up udløb, Midi, klar | 15-60 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42815N |
| 0395823 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, beige | 25 mm Ø | Æske a 10 stk. | 42726N |
| 0395820 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, beige | 30 mm Ø | Æske a 10 stk. | 42731N |
| 0395821 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, beige | 15-35 mm Ø | Æske a 10 stk. | 42717N |
| 0395822 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, beige | 15-45 mm Ø | Æske a 10 stk. | 42718N |
| 0395868 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Mini, vindue, beige | 15-45 mm Ø | Æske a 30 stk. | 427109 |
| 0395869 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige | 15-60 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42716N |
| 0395870 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige | 15-70 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42776N |
| 0395871 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige | 15-35 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42719N |
| 0395872 | Flexima | 1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige | 15-45 mm Ø | Æske a 30 stk. | 42720N |