

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels tømbar, High Flow udløb 15 mm

Flexima High Flow 1-dels ileostomipose anvendes ved high output tilstande.

Posen har et 15 mm stort udløb og en klæber der er velegnet til enzymrigt output. Der er mulighed for tilslutning til opsamlingspose, og posen har et effektivt og lækagefrit filter.

Flexima High Flow 1-dels ileostomipose har en blomsterformet hydrokolloid klæber. Posen findes i en klar og i en beige udgave.



Indholdsstoffer/materiale:	PIB, CMC, Pektin, Aktivt kulfilter, APET, PE, EVA, Non-woven microfiber, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlige. Se instruktion vedlagt produktet.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Flexima 1-dels tømbar, High Flow udløb 15 mm

Mediq sortimentoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395852	42970N	Flexima 1-dels tømbar, High Flow 15 mm udløb, beige	Ø 15-70 mm	Æske a 30 stk.
0395867	42971N	Flexima 1-dels tømbar, High Flow 15 mm udløb, klar	Ø 15-70 mm	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.