

# PRODUKTDATABLAD

## Welland Adhesive Remover klæbefjerner, vådserviet

Er en silikonebaseret alkoholfri klæbefjerner.

Løser stomiprodukter og plastre hurtigt, sikkert og smertefrit.

Påfør klæbefjernereren ovenpå og langs kanten af pladen/plastret og vent et øjeblik, så kan pladen/plastret trækkes forsigtigt af.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hexamethyldisiloxane, cyclomethicone, non-woven serviet
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	Alkoholfri

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399035	Welland	Adhesive remover klæbefjerner, vådserviet	7,5 x 15 cm	Æske a 50 stk.	WAD050