

# PRODUKTDATABLAD

## Welland Barrier Film, alkoholfri hudbeskyttelse, serviet

Welland Barrier film er en alkoholfri hudbeskyttelsesserviet. Den svier ikke ved brug og har en hurtig tørretid.

I usteril udgave fås den i størrelsen 10x15 cm. Den sterile udgave er 7,5x15cm.

Hudbeskyttelsesservietten forbedrer hudpladens klæbeevne og forebygger lækage.



**Indholdsstoffer/materiale:** Silikone resin, siloxane/silicium, non-woven serviet

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I / Klasse I-S

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Engangsbrug

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

**Holdbarhed:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:** Alkoholfri

# PRODUKTDATABLAD

Welland Barrier Film, alkoholfri hudbeskyttelse, serviet

## Mediqs sortimentsoversigt

| Varenr. | Varenavn | Varebeskrivelse                                 | Størrelse | Indhold        | Salgsenhed | Ref.nr. |
|---------|----------|---|-----------|----------------|------------|---------|
| 0399030 | Welland  | Barrier film, alkoholfri hudbeskyttelse         | 10x15cm   | Æske á 30 stk. | Æske       | WBF100  |
| 0399031 | Welland  | Barrier film, alkoholfri hudbeskyttelse, steril | 7,5x15cm  | Æske á 30 stk. | Æske       | WBF050  |