

PRODUKTDATABLAD

StomaSafe Plus stomifiksering

StomaSafe Plus er en stomifiksering med indbygget åbning til stomiposen.

Fremstillet af 91% polyamid og 9% elasthan. Kan vaskes ved 40°C.

- Fiksering af både 1-dels og 2-dels poser
- Dækker stomiposen
- Extra sikkerhed ved fysisk aktivitet
- Ingen generende sømme
- Latexfri og Øko-Tex mærket
- Farve: Hvid, sort og beige



Indholdsstoffer/materiale: 91% polyamide, 9% elasthan

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: -

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af inder emballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yder emballage: Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

StomaSafe Plus stomifiksering

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0398810	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 85-110cm, microfiber, hvid	Small/Medium	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-02.02
0398811	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 105-125cm, microfiber, hvid	Medium/large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-04.02
0398812	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 120-140cm, microfiber, hvid	Large/x-large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-06.02
0398815	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 85-110cm, microfiber, beige	Small/Medium	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-02.03
0398816	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 105-125cm, microfiber, beige	Medium/large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-04.03
0398818	StomaSafe Plus	Stomifiksering, hoftemål 120-140cm, microfiber, beige	Large/x-large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-06.03
0398819	StomaSafe Plus	Stomifiksering hoftemål 85-110cm microfiber sort	Small/Medium	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-02.04
0398820	StomaSafe Plus	Stomifiksering hoftemål 105-125cm microfiber sort	Medium/large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-04.04
0398821	StomaSafe Plus	Stomifiksering hoftemål 120-140cm microfiber sort	Large/x-large	Pk. a 5 stk. – Krt. a 4 pk.	321651-06.04