

PRODUKTDATABLAD

Aurum 2, 2-dels urostomipose

Aurum 2 er en 2-dels urostomipose med inspektionsvindue og kulfilter.

Har en blød og sikker dobbeltkobling mellem posen og pladen samt et blødt vandafvisende stofbetræk og et effektivt DualCarb2 kulfilter.

Har en blød og sikker lukkeprop, som kan fikseres, så den ikke er i kontakt med huden.



| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indholdsstoffer/materiale: | Non-woven stof, EVA, kulfilter |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril/metode: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Aurum 2, 2-dels urostomipose

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------|------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| 0362207 | Aurum 2 | 2-dels urostomipose, Maxi, vindue, beige | 45 mm ring | Æske a 10 stk. | XMH2U145 |
| 0362208 | Aurum 2 | 2-dels urostomipose, Maxi, vindue, beige | 55 mm ring | Æske a 10 stk. | XMH2U155 |
| 0362209 | Aurum 2 | 2-dels urostomipose, Midi, vindue, beige | 45 mm ring | Æske a 10 stk. | XMH2U545 |
| 0362210 | Aurum 2 | 2-dels urostomipose, Midi, vindue, beige | 55 mm ring | Æske a 10 stk. | XMH2U555 |