

PRODUKTDATABLAD

Welland HydroFrame® kantsikring

HydroFrame® er en meget hudvenlig hydrokolloid kantsikring, som anvendes, hvor der er behov for at øge sikkerheden ved at gøre stomiposens klæbeflade større.

Er formet som en halvcirkel, der giver optimal sikring uanset bandagevalg og stomi.

Har afrundede kanter og den tillader huden at ånde gennem materialet.



Standard

Længde: 144 mm, Bredde: 28 mm

Mini

Længde: 82 mm, Bredde: 24 mm

Indholdsstoffer/materiale:	Natriumcarboxymethylcellulose, polyisobutylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, rent og køligt (0-27 °C). Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Welland HydroFrame® kantsikring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0361796	Welland HydroFrame	Kantsikring, halvcirkel, mini	Æske a 30 stk. – Krt. a 100 æsker	XWAFM33
0361820	Welland HydroFrame	Kantsikring, halvcirkel	Æske a 20 stk.	XWAFH33